

# Aplicação do produto para os clientes sentados e acamados

Quando utilizar a almofada de perfil alto de 4/10cm

- os clientes com facilidade de desenvolver escaras devido a pele sensível;
- os clientes obesos ou desnutridos tendo altos índices de formação de escaras;
- os clientes sem sensibilidade.



## Uma válvula

- os clientes com bom equilíbrio;
- os clientes que possuem uma postura simétrica.

Quando utilizar a almofada de perfil baixo de 2"/5cm

- os clientes que tem risco moderado até alto de sofrer escaras;
- os clientes com sensibilidade parcial ou hipersensível;
- os clientes que tem capacidade de mudar o peso de forma independente;
- os clientes que empurram sua cadeira de rodas com seus pés.



## ENHANCER®

- os clientes que precisam de uma maior estabilidade lateral;
- os clientes que sentam-se com inclinação pélvica posterior;
- os clientes que tem dificuldade com o posicionamento das pernas.

## CONTOUR SELECT™

- têm postura assimétrica
- necessitam de estabilidade lateral
- têm dificuldades com o posicionamento da perna
- necessitam de estabilidade máxima quando sentados



## MOSAIC®

- os clientes que são usuários constantes ou temporais de cadeira de rodas;
- os clientes que tem risco de formação de escaras;
- os clientes que requerem de confortabilidade e apoio;
- os clientes com sensibilidade parcial ou total



## QUADTRO® SELECT™

- os clientes que necessitam mudar de decúbito com frequência;
- os clientes que precisam de uma quantidade significativa de apoio estrutural;
- os clientes que possuem pouco a regular nível de equi librio;
- os clientes em sistemas inclináveis e/ou reclináveis.



## HARMONY™

- precisam de suporte postural
- apresentam riscos de ter lesões na pele
- precisam de conforto e proteção



## nexus® SPIRIT®

- os clientes que são usuários ativos;
- os clientes que tem risco moderado de formação de escaras;
- os clientes que requerem de uma maior estabilidade durante as transferências;
- os clientes que tem a capacidade de mudar o peso de forma independente;
- os clientes que tem dificuldade com o posicionamento das pernas.



100 North Florida Avenue • Belleville, IL 62221-5429 USA  
U.S. & Canada 1-800-851-3449 • Fax 1-888-551-3449  
Outside the U.S. and Canada: 618-277-9173 • Fax 618-277-9561

[www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com)